

Tillykke med deres nye

Europe Magic Wand (EMW)

VIGTIGT

Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den. Det er vigtigt at brugsanvisningen følges nøje!

SPECIFIKATIONER

Model	EMW-230V CE ROHS	Strømkilde spænding	230 Volt
Maksimal anvendelsestid	25 minutes pr. gang	Strømkilde frekvens	50 Hz
Vibrationsfrekvens	Ca. 6000/min (høj hastighed) Ca. 3200/min (lav hastighed)	Strømforbrug	20 watt
Vægt	680 g	Produceret i	Kina

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

OBS! Fejlagtig brug kan forvolde elektrisk stød, forbrændinger, brand og personskade!

ADVARSLER mod VÆSKER og FUGT

- ➔ Brug ikke EMW i våde eller fugtige omgivelser. Brug eller opbevar den aldrig i nærheden af bruser, badekar, pool eller lignende.
- ➔ Rør aldrig ved en EMW, der er faldet i vandet.
- ➔ EMW må ikke vaskes i vand eller andre væsker.
- ➔ Tænd ikke EMW i nærheden af spray.

ADVARSLER mod FORKERT BRUG

- ➔ EMW må ikke betjenes af børn eller umyndige personer. EMW er ikke et legetøj og må ikke bæres i ledningen.
- ➔ EMW må ikke efterlades i stikkontakten, når den ikke er i brug.
- ➔ EMW må ikke efterlades uden opsyn, når den er tændt.
- ➔ EMW må ikke benyttes, hvis den ikke virker ordentligt, er blevet beskadiget eller har været våd. Dette gælder hele apparatet incl. ledning og stik. Reparation/serviceeftersyn skal foretages gennem forhandler eller Amok Marketing (se kontaktoplysninger).
- ➔ Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysisk, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden. Medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af en person, ansvarlig for deres sikkerhed.
- ➔ Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- ➔ Ledningen må ikke erstattes. Hvis ledningen er beskadiget skal apparatet skrottes.

ADVARSLER mod OVEROPHEDNING

- ➔ EMW skal kunne vibrere frit for at undgå overophedning.
- ➔ EMW må derfor ikke være tændt under tæppe, pude, dyne eller lignende, hvor den ikke kan vibrere frit. Af samme årsag må man ikke holde hårdt om EMW's hoved, mens den er tændt.
- ➔ EMW må maksimalt være tændt i 25 minutter af gangen, efterfulgt af minimum 30 minutters afkøling

ADVARSLER for at UNDGÅ SKADER

- ➔ EMW er skabt til muskelmassage så som skuldre, arme, ryg muskler og ben.
- ➔ EMW må ikke bruges på hævede eller betændte områder eller områder med udslæt.
- ➔ EMW må ikke bruges på brystet eller omkring skjoldbruskkirtlen (lige under adams æblet).
- ➔ EMW må ikke bruges på uforklarlig smerte. Hvis du kommer i tvivl skal du kontakte din læge.

BRUGSANVISNING

Sådan bruger du din Europe Magic Wand til muskelmassage

- ➔ Tænd din EMW, ved at holde "+" nede i ca. 2 sekunder.
- ➔ Sluk ved at holde "-" nede i ca. 2 sekunder.
- ➔ Massér ikke med EMW længere end 25 minutter. Ønskes mere massages, skal EMW slukkes i 30 minutter før den tændes igen.
- ➔ Brug "+" og "-" til at justere hastigheden.
- ➔ Vælg den hastighed på vibrationerne, som du foretrækker.
- ➔ Masser kroppen med sidefladen af det vibrerende hoved.

Sådan bruger du din Europe Magic Wand til erotisk massage

- ➔ EMW er udviklet til muskelmassage, men kan også benyttes til massage af erogene zoner, under visse forholdsregler.
- ➔ Massér ikke med EMW længere end 5 minutter af gangen, efterfulgt af en pause på 15 minutter, hvis der ønskes mere massage.
- ➔ Start altid i lav hastighed og gerne udenpå tøjet, eller læg to fingre imellem, indtil du er helt fortrolig med din EMW.
- ➔ Stop øjeblikkeligt, hvis du oplever ubehag, følelsesløshed eller smerter. Hvis du kommer i tvivl, skal du kontakte din læge.
- ➔ Hvis EMW benyttes til erotisk massage anbefales det af hygiejniske årsager at tilkøbe Europe Magic Wand tilbehør produceret i medicinsk silikone kvalitet (se www.europemagicwand.com)

Sådan behandler og opbevarer du din Europe Magic Wand

- ➔ Opbevar ikke EMW fugtigt eller i direkte sollys.
- ➔ Rengøring kan ske med en hårdt opvredet klud, når EMW er taget ud af stikkontakten. Brug ingen former for rensmidler.

Hvis der opstår problemer med din Europe Magic Wand

- ➔ Hvis du får problemer med din EMW bedes du kontakte Amok Marketing på emw@amokmarketing.com, for at få vejledning.

REKLAMATIONSRET OG REPARATION

Du har som forbruger reklamationsret i henhold til gældende lovgivning på købsstedet, på alle fabriksfejl i udførelse eller materialer, der opdages under normalt brug. I Danmark er reklamationsretten gældende i 24 måneder fra købsdato.

Opretholdelse af reklamationsretten forudsætter dokumentation i form af gyldigt købsbevis, samt at produktet var nyt ved købet. Et gyldigt købsbevis er en kvittering der angiver hvilket produkt der er købt, dato for køb og pris.

Gem derfor dit købsbevis.

Udførelse af service og reparation af Europe Magic Wand

Skulle du mod forventninger finde fejl ved din EMW, der er dækket af reklamationsretten, bedes du rette henvendelse til forhandleren, med beskrivelse af fejlen samt oplysningerne fra købsbeviset. Alternativt kan henvendelsen ske direkte til Amok Marketing på emw@amokmarketing.com.

Forhandleren/Amok Marketing vil derefter efter eget skøn sørge for reparation eller udskiftning af enhver mekanisk eller elektrisk del, som viser sig defekt, eller erstatte hele apparatet med en sammenlignelig model.

Hvis forhandleren/Amok Marketing vurderer at service eller reparation er nødvendigt, skal varen returneres, forsvarligt indpakket og vedlagt kopi af købsbevis. Amok Marketing er ikke ansvarlig for tab eller skade under forsendelse.

Reklamationsrettens begrænsninger

- Reklamationsretten bortfalder, hvis der foretages uautoriseret service, reparationer eller modifikationer på produktet.
- Skader forårsaget af tilsigtet eller utilsigtet misbrug, uheld, mangel på pleje og vedligeholdelse er ikke dækket. Herunder hører også skader forårsaget af forkert el-installation, strømstyrke eller net-spænding.
- Skader opstået under transport, samt omkostninger ved transport og forsendelse er ikke dækket.
- Produktet er beregnet til husholdningsbrug alene. Enhver kommerciel udnyttelse annullerer reklamationsretten.
- Kun enheder købt og anvendt i Europa er dækket.



Europe
MAGIC WAND